

⚡ Depuis mai 2007, l'utilisation de défibrillateur automatisé externe est autorisée pour toute personne, même non médecin (Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007).

AED PLUS, le défibrillateur automatisé externe (DAE) 100 % utile

≡ Plus qu'un défibrillateur... une solution intégrale pour l'arrêt cardio-respiratoire : le seul défibrillateur utilisable dans 100 % des situations d'urgence

⚡ **Le plus simple d'utilisation**

Les illustrations de l'interface graphique de l'AED Plus associées à des messages vocaux et sur écran guident le secouriste tout au long des différentes étapes de son intervention.

⚡ **Le plus complet : contrôle instantané de la RCP et fonctionnalité pédiatrique intelligente**

- Une électrode unique (d'un seul tenant et préconnectée) vérifie l'efficacité de la RCP pendant le massage cardiaque.
- Conversion des données de compression.
- Reconnaissance du branchement des électrodes pédiatriques et lancement automatiquement du logiciel spécial d'analyse ECG Pédiatrique.

⚡ **Le plus résistant**

Résistant à une chute de 1 mètre, l'AED Plus est le seul défibrillateur à offrir un degré de protection (NF EN 6029 IP 55 — protection contre les poussières et les jets d'eau).

Les incontournables de l'urgence et du diagnostic



classe II

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.

- ⚡ Mémoire interne → Transfert des données par infrarouge vers ordinateur personnel ou PDA
- ⚡ Logiciel de récupération des données (téléchargeable gratuitement)
- ⚡ Affichage LCD Haute Résolution
- ⚡ Technologie Onde Rectiligne Biphase
- ⚡ Sélection d'énergie : 120 J, 150 J, 200 J
- ⚡ Temps de charge : Moins de 10 secondes
- ⚡ Électrodes à usage unique : stat•padz™ II ou CPR-D•padz™ ZOLL
- ⚡ Durée de vie de l'électrode : CPR-D•padz™ ZOLL (4 ans en veille), stat•padz™ (2 ans en veille)
- ⚡ Autotest (quotidien ou tous les 7 jours)
- ⚡ RCR : Variable de 60 à 100 c/min
- ⚡ Vitesse de balayage sur l'affichage : 25 mm/s
- ⚡ Piles jetables lithium-dioxyde de manganèse de type 123A Photo Flash
- ⚡ Capacité de la pile : 5 ans de veille (300 chocs) ou 1,5 heure de monitoring/défibrillation continu.
- ⚡ Classification du dispositif : Classe II et alimentation interne
- ⚡ Dimensions : (hauteur x largeur x profondeur) 13,3 H x 24,1 L x 29,2 P cm



GARANTIE
5 ANS

Pour toute demande d'information technique ou commerciale, merci de contacter :

nm médical

200, avenue des Grésillons
92601 ASNIÈRES-SUR-SEINE CEDEX
Tél : 06 75 96 14 86 – Fax : 01 41 32 40 45
thierry.porcher@nmmedical.fr